

## KATETERY DO EMBOLEKTOMII I TROMBEKTOMII

Katetery do embolektomii i trombektomii przeznaczone są do usuwania materiału zakrzepowo-zatorowego z tętnic i żył obwodowych.

Kateter do embolektomii i trombektomii występuje w 3 wersjach:

- typ jednokanałowy
- typ dwukanałowy
- typ dwukanałowy pod przewodnik

Kateter do embolektomii i trombektomii jest widoczny w promieniach rentgena i składa się między innymi z giętkiej rurki korpusowej z znacznikami długości (co 10 cm), z położonym dystalnie lateksowym balonem i nasadką z złączem luer-lock od strony proksymalnej. Informacja o rozmiarze kateteru, objętości balonu oraz kompatybilności z przewodnikiem jest nadrukowana na nasadce.

Wielkość katetera jednokanałowego  
jest kodowana kolorem nasadki.



Otwór boczny

Balon lateksowy

Wymijany stalowy  
trzczeń


Rozmiar i pojemność balonu

Znakowanie długości katetera  
w odstępach co 10 cm.

Dostępność oraz parametry mogą ulec zmianie. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym spółki Balton.

KATETER DO EMBOLEKTOMII I TROMBEKTOMII

typ jednokanałowy





Przewidziane zastosowanie / Wskazania

Katetry do embolektomii i trombektomii przeznaczone są do usuwania materiału zakrzepowo – zatorowego z tętnic i żył obwodowych.

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Długość katetera [cm]	Kolor nasadki	Zewnętrzna średnica balonu [mm]	Objętość płynu do wypełniania balonu [ml]
EFB2F40	2	40	biały	5	0,15
EFB2F60		60			
EFB2F80		80			
EFB3F40	3	40	zielony	6	0,20
EFB3F60		60			
EFB3F80		80			
EFB4F40	4	40	czerwony	8	0,70
EFB4F60		60			
EFB4F80		80			
EFB5F40	5	40	biały	10	1,50
EFB5F60		60			
EFB5F80		80			
EFB6F40	6	40	niebieski	12	2,00
EFB6F80		80			
EFB7F40	7	40	żółty	14	2,50
EFB7F80		80			
EFB8F40	8	40	brązowy	16	3,50
EFB8F80		80			
EFB10F40	10	40	szary	20	4,50
EFB10F80		80			

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy, np.: EFB5F40.

KATETER DO EMBOLEKTOMII I TROMBEKTOMII  
typ dwukanałowy





**Przewidziane zastosowanie / Wskazania**  
Katetery do embolektomii i trombektomii przeznaczone są do usuwania materiału zakrzepowo – zatorowego z tętnic i żył obwodowych.

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Długość katetera [cm]	Zewnętrzna średnica balonu [mm]	Objętość płynu do wypełniania balonu [ml]
EFBD3F40	3	40	6	0,40
EFBD3F80		80		
EFBD4F40	4	40	8	0,50
EFBD4F80		80		
EFBD5F40	5	40	10	0,60
EFBD5F80		80		
EFBD6F40	6	40	12	0,80
EFBD6F80		80		
EFBD7F40	7	40	14	1,50
EFBD7F80		80		
EFBD8F40	8	40	16	3,00
EFBD8F80		80		

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy, np.: EFBD7F80.



KATETER DO EMBOLEKTOMII I TROMBEKTOMII  
typ dwukanałowy pod przewodnik



Przewidziane zastosowanie / Wskazania

Katetry do embolektomii i trombektomii przeznaczone są do usuwania materiału zakrzepowo – zatorowego z tętnic i żył obwodowych.

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Długość katetera [cm]	Zewnętrzna średnica balonu [mm]	Objętość płynu do wypełniania balonu [ml]	Kompatybilny z przewodnikiem [cale]
EFBDP3F40	3	40	6	0,40	0,016"
EFBDP3F80		80			
EFBDP4F40	4	40	8	0,50	0,018"
EFBDP4F80		80			
EFBDP5F40	5	40	10	0,60	0,025"
EFBDP5F80		80			
EFBDP6F40	6	40	12	0,80	0,027"
EFBDP6F80		80			
EFBDP7F40	7	40	14	1,50	0,035"
EFBDP7F80		80			
EFBDP8F40	8	40	16	3,00	0,038"
EFBDP8F80		80			

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy, np.: EFBDP8F40.