

Strzykawki BD do pobierania krwi na Intensywnej Terapii

Strzykawki BD do pobierania krwi na gazometrię



Strzykawki BD do pobierania krwi na Intensywnej Terapii mogą być wykorzystywane do pobierania krwi z tętnicy lub żyły pacjenta. Zawierają suchą, napyloną zbalansowaną wapniem heparynę litową, która umożliwia poddanie próbki analizie z zakresu gazometrii oraz wykonanie badań, które zleca się na intensywnej terapii.

Strzykawki do gazometrii BD A-Line™

Strzykawki BD A-Line™ są wykorzystywane do pobierania krwi metodą manualnej aspiracji. Można je wykorzystywać do pobierania próbek krwi tętniczej lub żyłnej, z linii tętniczych lub IV. Występują w następujących rodzajach: 1 mL slip tip, 3 mL slip tip i 3 mL Luer-Lok™.

Strzykawki BD A-Line™ do badań gazometrii krwi (bez igły)

Nr kat.	Objętość strzykawki (mL)	Zalecana objętość napełnienia (mL)	Jednostki heparyny* (IU)	Końcówka	Zamknięcie
364356	1	0.6	30	Luer	-
364378	3	1.6	80	Luer-Lok™	Hemogard™
364376	3	1.6	80	Luer	-

Strzykawki dostępne są w opakowaniach zbiorczych po 100 sztuk