

TRUSYNTH®

Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny wchłaniany szew chirurgiczny wykonany z POLIGLAKTYNY 910



Cechy i zalety

- Ulepszona wytrzymałość na rozciąganie^{2,3} zapewniająca pewność oraz efektywność węzła³
- Łatwe sprowadzanie węzła i jego pozycjonowanie⁴
- Udoskonalone wsparcie w kluczowym okresie gojenia się rany⁴
- Minimalna reakcja tkankowa podczas procesu wchłaniania

Zastosowanie

Zalecane do procedur zblizania oraz zamykania tkanek miękkich lub podwiązywania, m.in. w chirurgii żołądkowo-jelitowej, dziecięcej, plastycznej, urologii, ginekologii i położnictwie, chirurgii urazowej i ortopedii oraz okulistyce.



References:

1. Hochberg J, Meyer KM, Marion MD. Suture choice and other methods of skin closure. Surg Clin North Am. 2009;89(3):627-41.
2. Kudur MH, Pai SB, Sripathi H, Prabhu S. Sutures and suturing techniques in skin closure. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2009;75(4):425-34.
3. Blaydes JE. The evaluation of 7-0 Polyglactin 910 suture in cataract surgery. Ophthalmic Surg. 1975 Winter;6(4):99-104.
4. 4. Rodeheaver GT, Thacker JG, Edlich RF. Mechanical performance of polyglycolic acid and polyglactin 910 synthetic absorbable sutures. Surg Gynecol Obstet. 1981 Dec;153(6):835-45. Ramsey C, Koch F. The role of sutures

SPECYFIKACJA

Skład chemiczny

Szew TRUSYNTH (Poliglaktyna 910) to sterylny, syntetyczny, pleciony wchłaniany szew chirurgiczny wykonany z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu powlekany mieszkanką złożoną z kopolimeru Poliglaktyny 370 (30% glikolidu i 70% laktydu) oraz stearynianu wapnia.

Wchłanianie

Całkowite wchłanianie szwu po około 60-70 dniach.

Wytrzymałość na rozciąganie

75% po 14 dniach od implantacji

49% po 21 dniach od implantacji

27% po 28 dniach od implantacji

Sterylizacja

Tlenek etylenu

Dodatkowe cechy

- Igła pokryta silikonem połączona ze szwem w sposób atraumatyczny
- Igły wykonane z wysokiej jakości stali 302 odporne na zginanie i łamanie
- Igły okrągłe posiadają spłaszczenie korpusu, co zapewnia lepszą stabilizację i zapobiega obracaniu się igły w imadle
- Dostępne w opakowaniu RTT zmniejszającym pamięć szwu (nici nawinęte na okrągło) lub w papierowym nośniku ze szwem nawiniętym w ósemkę

Opakowanie handlowe

Na opakowaniu handlowym oraz saszetce znajduje się kod matrycowy (QR).

W opakowaniu znajdują się stickery lepne do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające: nazwę, kod szwu, grubość szwu, serię oraz datę ważności.

Opis rodzaju szwu na opakowaniu oraz saszetce w języku polskim.

Data ważności: 5 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

| IGŁA | SZEW | Grubość szwu UPS | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| długość | długość (cm) kolor | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0 | 1 | 2 |

| | |
|----------|---|
| 1/2 koła |  |
|----------|---|

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 13 mm | 45 fioletowy | 10I45DZ13 | 10H45DZ13 | | | | | | |
| | 75 fioletowy | 10I75DZ13 | 10H75DZ13 | 10G75DZ13 | | | | | |
| | 75 bezbarny | | 19H75DZ13 | | | | | | |
| 17 mm | 75 fioletowy | 10I75DZ17 | 10H75DZ17 | 10G75DZ17/ 10G75DZ17RT | 10F75DZ17/ 10F75DZ17RT | 10E75DZ17 | | | |
| 20 mm | 75 fioletowy | | | 10G75DZ20RT | | | | | |
| | 75 bezbarny | | | 19G75DZ20RT | | | | | |
| 22 mm | 75 fioletowy | | 10H75DZ22RT | 10G75DZ22RT | 10F75DZ22RT | 10E75DZ22RT | 10D75DZ22RT | 10C75DZ22RT | |
| | 75 bezbarny | | | | | 19E75DZ22RT | | | |
| 26 mm | 45 fioletowy | | | 10G45DZ26RT | | | | | |
| | 70 fioletowy | | | | 10F70DZ26RT | 10E70DZ26RT | 10D70DZ26RT | | |
| | 75 fioletowy | | 10H75DZ26RT | 10G75DZ26RT | 10F75DZ26RT | 10E75DZ26RT | 10D75DZ26RT | 10C75DZ26RT | 10B75DZ26RT |
| | 75 bezbarny | | | | 19F75DZ26RT | | | | |
| | 90 fioletowy | | | | 10F90DZ26RT | 10E90DZ26RT | | | |
| | 90 bezbarny | | | | | | 19D90DZ26/ 19D90DZ26RT | | |
| | 120 fioletowy | | | | | | | 10C120DZ26 | |
| 26 mm wzmocniona | 75 fioletowy | | | | | 10E75DZ26HRT | 10D75DZ26HRT | | 10B75DZ26HRT |
| | 90 fioletowy | | | | | 10E90DZ26HRT | | | |
| 26 mm czarna | 75 fioletowy | | | | 10F75DZ26BRT | | | | |
| 30 mm | 70 fioletowy | | | | | 10E70DZ30RT | | | |
| | 75 fioletowy | | | 10G75DZ30RT | 10F75DZ30RT | 10E75DZ30RT | 10D75DZ30RT | 10C75DZ30RT | 10B75DZ30RT |
| | 90 fioletowy | | | | 10F90DZ30 / 10F90DZ30RT | 10E90DZ30RT | 10D90DZ30RT | 10C90DZ30RT | 10B90DZ30RT |
| | 75 fioletowy | | | | | | 10D75DZ30HRT | 10C75DZ30HRT | 10B75DZ30HRT |
| 30 mm wzmocniona | 90 fioletowy | | | | | | 10D90DZ30HRT | 10C90DZ30HRT | |
| | 75 fioletowy | | | | | | 10D75DZ31/ 10D75DZ31RT | | |
| 35 mm | 90 fioletowy | | | | | | | 10C90DZ35 | |
| 36 mm | 75 fioletowy | | | | | 10E75DZ36/ 10E75DZ36RT | 10D75DZ36/ 10D75DZ36RT | | |
| | 90 fioletowy | | | | | 10E90DZ36/ 10E90DZ36RT | | | |
| 37 mm | 70 fioletowy | | | | 10F70DZ37RT | | | | |
| | 75 fioletowy | | | | 10F75DZ37RT | 10E75DZ37RT | 10D75DZ37RT | 10C75DZ37RT | 10B75DZ37RT |
| | 90 fioletowy | | | | 10F90DZ37 | 10E90DZ37RT | 10D90DZ37RT | 10C90DZ37/ 10C90DZ37RT | 10B90DZ37RT |
| | 75 fioletowy | | | | | 10E75DZ37HRT | | 10C75DZ37HRT | 10B75DZ37HRT |
| 37 mm wzmocniona | 4x75 fioletowy | | | | | | | 10C4X75DZ37H | |
| | 90 fioletowy | | | | | 10E90DZ37HRT | 10D90DZ37HRT | 10C90DZ37HRT | 10B90DZ37H/ 10B90DZ37HRT |
| | 75 fioletowy | | | | 10F75DZ40/ 10F75DZ40RT | 10E75DZ40/ 10E75DZ40RT | 10D75DZ40RT | 10C75DZ40RT | 10B75DZ40RT |
| 40 mm | 90 fioletowy | | | | | 10E90DZ40RT | 10D90DZ40RT | 10C90DZ40RT | 10B90DZ40/ 10B90DZ40RT |
| | 110 fioletowy | | | | | | | 10C110DZ40 | |
| 40 mm wzmocniona | 75 fioletowy | | | | 10F75DZ40HRT | | 10D75DZ40HRT | 10C75DZ40H/ 10C75DZ40HRT | 10B75DZ40HRT |
| | 90 fioletowy | | | | | 10E90DZ40HRT | 10D90DZ40H/ 10D90DZ40HRT | 10C90DZ40HRT | 10B90DZ40H / 10B90DZ40HRT |

TRUSYNTH

Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny
wchłaniający szew chirurgiczny wykonany z
POLIGLAKTYNY 910



| IGŁA | SZEW | Grubość szwu UPS | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| długość | długość (cm) kolor | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0 | 1 | 2 |

| | |
|----------|--|
| 3/8 koła | |
|----------|--|

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|-----------|-------------|-------------|--|-----------|--|
| 17 mm | 75 fioletowy | | | 10G75CZ17 | | | | | |
| 26 mm | 75 fioletowy | | | | 10F75CZ26RT | 10E75CZ26RT | | | |
| 30 mm | 75 fioletowy | | | | 10F75CZ30RT | | | | |
| 65 mm | 90 fioletowy | | | | | | | 10C90CZ65 | |

| | |
|----------|--|
| 5/8 koła | |
|----------|--|

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 26 mm | 75 fioletowy | | | | | | 10D75EZ26RT | 10C75EZ26RT | |
| 27 mm | 75 fioletowy | | | | 10F75EZ27RT | 10E75EZ27RT | 10D75EZ27RT | | |
| 37 mm | 75 fioletowy | | | | | 10E75EZ37RT | | | |

| | |
|----------------------|--|
| haczykowata typu "J" | |
|----------------------|--|

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|--|--|--|-----------|-------------|-----------------------------|--|
| 30 mm | 75 fioletowy | | | | | 10E75JZ30 | 10D75JZ30RT | | |
| 31 mm | 75 fioletowy | | | | | | | 10C75JZ31RT | |
| 35 mm | 75 fioletowy | | | | | | 10D75JZ35RT | | |
| 36 mm | 75 fioletowy | | | | | 10E75JZ36 | 10D75JZ36 | 10C75JZ36 | |
| 40 mm wzmocniona | 75 fioletowy | | | | | | | 10C75JZ40H/ 10C75JZ40HRT | |

| | |
|-------|--|
| narta | |
|-------|--|

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|
| 26 mm | 20 fioletowy | | | | | 10E20SZ26RT | | | |
|-------|-----------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|

TRUSYNTH

Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny
wchłaniający szew chirurgiczny wykonany z
POLIGLAKTYNY 910



okrągło-tnąca



| IGŁA | SZEW | Grubość szwu UPS | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| długość | długość (cm) kolor | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0 | 1 | 2 |

1/2 koła



| | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|--|--|-------------|-------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 22 mm | 75 fioletowy | | | 10G75DK22RT | 10F75DK22RT | | | | |
| 26 mm | 75 fioletowy | | | | | 10E75DK26RT | 10D75DK26RT | | |
| 30 mm | 75 fioletowy | | | | | 10E75DK30RT | 10D75DK30/ 10D75DK30RT | 10C75DK30/ 10C75DK30RT | |
| | 140 fioletowy | | | | | 10E140DK30 | | | |
| | 150 fioletowy | | | | | 10E150DK30 | | | |
| 36 mm | 90 fioletowy | | | | 10F90DK36 | | | | |
| 37 mm | 75 fioletowy | | | | | | | 10C75DK37RT | |
| | 90 fioletowy | | | | | 10E90DK37RT | | 10C90DK37RT | 10B90DK37 |
| | 75 fioletowy | | | | | | | 10C75DK37HRT | |
| 37 mm wzmocniona | 90 fioletowy | | | | | | 10D90DK37HRT | 10C90DK37HRT | 10B90DK37H |
| | 75 fioletowy | | | | | 10E75DK40RT | | 10C75DK40/ 10C75DK40RT | |
| | 90 fioletowy | | | | | | | 10C90DK40/ 10C90DK40RT | |
| 40 mm | 75 fioletowy | | | | | | | 10C75DK40DA | |
| 40 mm podwójna | 150 fioletowy | | | | | | | | |
| 43 mm wzmocniona | fioletowy, pętla | | | | | 10E150DK43HL | 10D150DK43HL | | |
| 45 mm | 75 fioletowy | | | | | | 10D75DK45RT | 10C75DK45/ 10C75DK45RT | 10B75DK45RT |
| | 90 fioletowy | | | | | | | | 10B90DK45 |
| | 75 fioletowy | | | | | | | 10C75DK48 | |
| 48 mm | 90 fioletowy | | | | | | 10D90DK48 | | 10B90DK48 |
| | fioletowy | | | | | | | | |

TRUSYNTH

Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny
wchłaniający szew chirurgiczny wykonany z
POLIGLAKTYNY 910



okrągło-tnąca




| IGŁA | SZEW | Grubość szwu UPS | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| długość | długość (cm) kolor | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0 | 1 | 2 |

haczykowata typu "J" 


| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|--|--|--|--------------|--------------|---------------------------|--|
| 30 mm | 75 fioletowy | | | | | | | 10C75JK30RT | |
| 30 mm wzmocniona | 75 fioletowy | | | | | | 10D75JK30HRT | 10C75JK30HRT | |
| 31 mm | 75 fioletowy | | | | | | | 10C75JK31/ 10C75JK31RT | |
| 31 mm wzmocniona | 75 fioletowy | | | | | | | 10C75JK31HRT | |
| 36 mm wzmocniona | 75 fioletowy | | | | | 10E75JK36HRT | | | |

TRUSYNTH

Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny
wchłaniający szew chirurgiczny wykonany z
POLIGLAKTYNY 910



okrągła z krótkim końcem tnącym typu CC



| IGŁA | SZEW | Grubość szwu UPS | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| długość | długość (cm) kolor | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0 | 1 | 2 |

1/2 koła 

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|---------------|--|
| 22 mm | 75 fioletowy | | | 10G75DKQ22RT | 10F75DKQ22RT | | | | |
| 26 mm | 90 fioletowy | | | | 10F90DKQ26RT | 10E90DKQ26RT | | | |
| 37 mm | 90 fioletowy | | | | | | | 10C90DKQ37RT | |
| 37 mm | 75 fioletowy | | | | | | | 10C75DKQ37HRT | |
| 37 mm wzmocniona | 90 fioletowy | | | | | | | 10C90DKQ37HRT | |

haczykowata typu "J" 

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
| 30 mm wzmocniona | 60 fioletowy | | | | | | 10D60JKQ30HDA | | |
|---------------------|-----------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|

TRUSYNTH

Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny
wchłaniający szew chirurgiczny wykonany z
POLIGLAKTYNY 910



tnąca



| IGŁA | SZEW | Grubość szwu UPS | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| długość | długość (cm) kolor | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0 | 1 | 2 |

3/8 koła 

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|-------------|-----------|-------------|--|--|--|--|
| 19 mm | 75 fioletowy | | 10H75CY19RT | | | | | | |
| 24 mm | 45 bezbarny | | | 19G45CY24 | | | | | |
| | 75 fioletowy | | | | 10F75CY24RT | | | | |

prosta 

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|
| 55 mm | 75 fioletowy | | | | | 10E75AY55 | | | |
| 60 mm | 75 fioletowy | | | | 10F75AY60 | | | | |

Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny
wchłaniający szew chirurgiczny wykonany z
POLIGLAKTYNY 910



3/8 koła

TRUSYNTH
 Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny
 wchłaniaalny szew chirurgiczny wykonany z
 POLIGLAKTYNY 910

1/2 koła

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|--|-----------|---------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 16 mm | 45 bezbawny | | | 19G45DX16 | | | | | |
| 23 mm wzmocniona | 75 fioletowy | | | | | | | | 10B75DX23HRT |
| 26 mm | 75 fioletowy | | | | 10F75DX26/ 10F75DX26RT | 10E75DX26/ 10E75DX26RT | | | |
| 26 mm wzmocniona | 75 fioletowy | | | | | | | | 10B75DX26HRT |
| 30 mm | 75 fioletowy | | | | 10F75DX30RT | 10E75DX30RT | 10D75DX30RT | 10C75DX30RT | |
| 37 mm | 75 fioletowy | | | | | | 10D75DX37RT | | |
| | 90 fioletowy | | | | | 10E90DX37RT | 10D90DX37RT | | |
| 37 mm wzmocniona | 90 fioletowy | | | | | 10E90DX37HRT | | 10C90DX37HRT | 10B90DX37H |
| 40 mm | 75 fioletowy | | | | | 10E75DX40RT | | 10C75DX40RT | |
| | 90 fioletowy | | | | | 10E90DX40RT | | 10C90DX40RT | 10B90DX40 |
| | 75 fioletowy | | | | | 10E75DX40H/ 10E75DX40HRT | 10D75DX40HRT | | |
| 40 mm wzmocniona | 90 fioletowy | | | | | | 10D90DX40HRT | | |
| | 75 fioletowy | | | | | | 10D75DX48 | 10C75DX48 | |
| 48 mm | 90 fioletowy | | | | | | 10D90DX48 | 10C90DX48 | 10B90DX48 |
| | 75 fioletowy | | | | | | | | 10B75DX54H |
| 54 mm wzmocniona | 90 fioletowy | | | | | | | 10C90DX76 | |
| 76 mm | 75 fioletowy | | | | | | | | |

TRUSYNTH

Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny
wchłaniający szew chirurgiczny wykonany z
POLIGLAKTYNY 910



odwrotnie tnąca



| IGŁA | SZEW | Grubość szwu UPS | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| długość | długość (cm) kolor | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0 | 1 | 2 |

3/8 koła

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 12 mm | 45 fioletowy | | 10H45CX12 | | | | | | |
| 13 mm | 45 fioletowy | 10I45CX13 | | | | | | | |
| 16 mm | 45 fioletowy | | 10H45CX16 | 10G45CX16 | | | | | |
| | 75 fioletowy | | | 10G75CX16 | 10F75CX16 | | | | |
| 19 mm | 45 fioletowy | | | 10G45CX19RT | | | | | |
| | 45 bezbardwy | | | 19G45CX19RT | 19F45CX19/ 19F45CX19RT | | | | |
| | 75 fioletowy | | | | | 10E75CX19RT | | | |
| | 45 fioletowy | | | | 10F45CX24/ 10F45CX24RT | | | | |
| 24 mm | 75 fioletowy | | | 10G75CX24RT | 10F75CX24RT | 10E75CX24RT | | | |
| | 75 bezbardwy | | | | 19F75CX24RT | 19E75CX24RT | | | |
| | 75 bezbardwy | | | | 19F75CX26RT | 10E75CX26RT | | | |
| 30 mm | 75 fioletowy | | | | | 10E75CX30RT | 10D75CX30RT | | |
| | 75 bezbardwy | | | | 19F75CX30RT | 19E75CX30RT | | | |
| | 90 fioletowy | | | | | 10E90CX30RT | 10D90CX30RT | | |
| | 75 fioletowy | | | | | | | 10C75CX35RT | |
| 37 mm | 75 fioletowy | | | | | 10E75CX37/ 10E75CX37RT | | 10C75CX37RT | |
| 37 mm wzmocniona | 90 fioletowy | | | | | | | | 10B90CX37H |
| 45 mm | 75 fioletowy | | | | | 10E75CX45RT | | | |

prosta

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|
| 60 mm | 75 fioletowy | | | | | 10E75AX60 | | | |
|-------|-----------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|

TRUSYNTH

Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny
wchłaniający szew chirurgiczny wykonany z
POLIGLAKTYNY 910



odwrotnie tnąca precyzyjna



| IGŁA | SZEW | Grubość szwu UPS | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| długość | długość (cm) kolor | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0 | 1 | 2 |

3/8 koła

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|------------|--|-----------------------------|--|--|--|
| 16 mm | 45 bezbardwy | | | 19G45CX16P | | | | | |
| 26 mm | 75 bezbardwy | | | | | 19E75CX26P/ 19E75CX26PRT | | | |

TRUSYNTH

Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny
wchłaniałny szew chirurgiczny wykonany z
POLIGLAKTYNY 910



odwrotnie tnąca dwuwkłęśła kosmetyczna



| IGŁA | SZEW | Grubość szwu UPS | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| długość | długość (cm) kolor | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0 | 1 | 2 |

3/8 koła



| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--|--|
| 11 mm | 45 bezbardwy | 19I45CX11PR | 19H45CX11PR | 19G45CX11PR | | | | | |
| 13 mm | 45 bezbardwy | | 19H45CX13PR | | | | | | |
| 16 mm | 45 fioletowy | | | 10G45CX16PR | | | | | |
| | 45 bezbardwy | | | 19G45CX16PR | | | | | |
| | 75 bezbardwy | | | 19G75CX16PR | 19F75CX16PR | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 19 mm | 45 bezbardwy | | | 19G45CX19PRRT | 19F45CX19PRRT | | | | |
| | 75 fioletowy | | 10H75CX19PRRT | | 10F75CX19PRRT | | | | |
| | 75 bezbardwy | | 19H75CX19PRRT | 19G75CX19PRRT | 19F75CX19PRRT | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 24 mm | 75 fioletowy | | | 10G75CX24PRRT | 10F75CX24PRRT | 10E75CX24PRRT | | | |
| | 75 bezbardwy | | | 19G75CX24PR/ 19G75CX24PRRT | 19F75CX24PRRT | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 26 mm | 75 bezbardwy | | | | 19F75CX26PRRT | 19E75CX26PRRT | | | |
| 30 mm | 75 bezbardwy | | | | | 19E75CX30PRRT | | | |
| | 75 fioletowy | | | | | | 10D75CX30PRRT | | |
| | | | | | | | | | |
| 35 mm | 75 fioletowy | | | | | 10E75CX35PR / 10E75CX35PRRT | | | |

TRUSYNTH

Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny
wchłaniałny szew chirurgiczny wykonany z
POLIGLAKTYNY 910



okrągła trokarowa



| IGŁA | SZEW | Grubość szwu UPS | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| długość | długość (cm) kolor | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0 | 1 | 2 |

1/2 koła



| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| 48 mm | 75 fioletowy | | | | | | | | 10B75DT48 |
| | 90 fioletowy | | | | | | | 10C90DT48 | |
| | | | | | | | | | |

TRUSYNTH

Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny
wchłaniałny szew chirurgiczny wykonany z
POLIGLAKTYNY 910



okrągła trokarowa precyzyjna



| IGŁA | SZEW | Grubość szwu UPS | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|--|--|------|-----|-----|-----|-----|
| długość | długość (cm) kolor | | | | 10-0 | 9-0 | 8-0 | 7-0 | 6-0 |

1/4 koła



| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 8 mm podwójna | 45 bezbardwy | | | | | | | | 19I45BT8DAP |
|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|

3/8 koła



| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
| 6.5 mm podwójna | 45 fioletowy | | | | | | 10K45CT6.5DAP | | |
|--------------------|-----------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|

TRUSYNTH

Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny
wchłaniający szew chirurgiczny wykonany z
POLIGLAKTyny 910

tępa

| IGŁA | SZEW | Grubość szwu UPS | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| długość | długość (cm) kolor | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0 | 1 | 2 |

1/2 koła

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--------------|------------|
| 37 mm wzmocniona | 90 fioletowy | | | | | | | 10C90DR37HRT | |
| 40 mm | 90 fioletowy | | | | | | | 10C90DR40RT | |
| 45 mm wzmocniona | 90 fioletowy | | | | | | | | 10B90DR45H |
| 48 mm | 90 fioletowy | | | | | | | 10C90DR48 | 10B90DR48 |
| 48 mm wzmocniona | 90 fioletowy | | | | | | | | 10B90DR48H |
| 64 mm | 90 fioletowy | | | | | | | | 10B90DR64 |
| 65 mm | 90 fioletowy | | | | | | | 10C90DR65 | |

3/8 koła

| | | | | | | | | | |
|-------|------------------|--|--|--|--|--|--|------------|-----------|
| 64 mm | 90 fioletowy | | | | | | | | 10B90CR64 |
| 65 mm | 75 fioletowy | | | | | | | 10C75CR65 | |
| | 100 fioletowy | | | | | | | 10C100CR65 | |

TRUSYNTH

Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny
wchłaniający szew chirurgiczny wykonany z
POLIGLAKTyny 910

okrągła i okrągła z krótkim końcem
tnącym typu CC

| IGŁA | SZEW | Grubość szwu UPS | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| długość | długość (cm) kolor | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0 | 1 | 2 |

1/2 koła

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| 30 mm podwójna | 140 fioletowy | | | | | 10E140DZ30DKQ30DA | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|

TRUSYNTH

Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny
wchłaniający szew chirurgiczny wykonany z
POLIGLAKTyny 910

szpatułka

| IGŁA | SZEW | Grubość szwu UPS | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| długość | długość (cm) kolor | 10-0 | 9-0 | 8-0 | 7-0 | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 |

3/8 koła

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 6.5 mm podwójna | 30 fioletowy | | | 10K30CS6.5DA | 10J30CS6.5DA | | | | |
|--------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|

1/4 koła

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|
| 8 mm podwójna | 45 fioletowy | | | | | 10I45BS8DA | | | |
|------------------|-----------------|--|--|--|--|------------|--|--|--|

TRUSYNTH

Pleciony, powlekany, syntetyczny, sterylny
wchłaniałny szew chirurgiczny wykonany z
POLIGLAKTYNY 910

| IGŁA | SZEW | Grubość szwu UPS | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------------------|-----|---------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| długość | długość (cm) kolor | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 0 | 1 | 2 |
| Podwiązka | 3x45 fioletowy | | | 10G3X45 | 10F3X45 | 10E3X45 | 10D3X45 | 10C3X45 | 10B3X45 |
| Podwiązka | 6x45 fioletowy | | | 10G6X45 | 10F6X45 | 10E6X45 | 10D6X45 | 10C6X45 | |
| Podwiązka | 12x45 fioletowy | | | | 10F12X45 | 10E12X45 | 10D12X45 | 10C12X45 | 10B12X45 |
| Podwiązka | 3x50 fioletowy | | | 10G3X50 | | | | | |
| Podwiązka | 2x70 fioletowy | | | | 10F2X70 | 10E2X70 | | | |
| Podwiązka | 2x75 fioletowy | | | | 10F2X75 | 10E2X75 | 10D2X75 | 10C2X75 | 10B2X75 |
| Podwiązka | 3x75 fioletowy | | | | | 10E3X75 | 10D3X75 | 10C3X75 | |
| Podwiązka | 140 fioletowy | | | | 10F1X140 | 10E1X140 | 10D1X140/ 10D140 | 10C1X140/ 10C140 | 10B1X140/ 10B140 |
| Podwiązka | 150 fioletowy | | | 10G150 | 10F150 | 10E150 | 10D150 | 10C150 | 10B150 |
| Podwiązka | 250 fioletowy | | | 10G250 | 10F250 | 10E250 | 10D250 | 10C250 | |