

IGŁA DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO
typ Standard (ostrze typu QUINCKE)



Przewidziane zastosowanie / Wskazania
Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego przeznaczony jest do podawania leków (środków znieczulającego miejscowo i/lub narkotycznego) do przestrzeni podpajęczynówkowej w celu uzyskania znieczulenia i zniesienia bólu. Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego są także przeznaczone do pobierania próbek płynu mózgowo-rdzeniowego przy nakłuciu lędźwiowym.

Elementy zestawu:

- igła prowadząca
- standardowa igła podpajęczynówkowa (ostrze typ Quincke)

Numer katalogowy:	Rozmiar igły prowadzącej [G]	Rozmiar igły podpajęczynówkowej STANDARD [G]	Długość igły podpajęczynówkowej STANDARD [mm]	Kolor nasadki
IPPS18G50	- - -	18	50	różowy
IPPS18G90	- - -		90	
IPPS19G50	- - -	19	50	kremowy
IPPS19G75	- - -		75	
IPPS19G90	- - -		90	
IPPS20G50	- - -	20	50	żółty
IPPS20G75	- - -		75	
IPPS20G90	- - -		90	
IPPS21G50	- - -	21	50	zielony
IPPS21G90	- - -		90	
IPPS22G50	- - -	22	50	czarny
IPPS22G75	- - -		75	
IPPS22G90	- - -		90	
IPPS23G90	- - -	23	90	niebieski
IPPS24G90	20	24	90	fioletowy
IPPS25G50		25	50	pomarańczowy
IPPS25G75			75	
IPPS25G90			90	
IPPS26G50		26	50	brązowy
IPPS26G90			90	
IPPS26G130			130	
IPPS27G90	22	27	90	szary
IPPS27G130		27	130	
IPPS29G90		29	90	czerwony

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy wyrobu, np.: IPPS27G90.