



Producent: VYAIRE MEDICAL / CareFusion

Numery katalogowe:

- AM-1100: Large
- AM-1200 Small
- AM-1000 Medium

Maska AirLife™ Open – skład zestawu:

1. Maska
2. Pasek mocujący
3. Dren tlenowy
4. Osłona ochronna



AirLife™ Open - Otwarta maska tlenowa

AirLife™ Open to otwarta maska tlenowa zapewniająca niezawodne dostarczanie tlenu i komfort pacjenta w ramach tlenoterapii biernej. Opatentowany, unikalny kształt pozwala na utrzymanie wyższego stężenia tlenu, jednocześnie zmniejszając ryzyko ponownego wdychania dwutlenku węgla – a wszystko to umożliwiając pacjentom wykonywanie normalnych czynności, takich jak picie, jedzenie i rozmawianie.

AirLife™ Open – zastosowanie otwartej maski tlenowej:

- Rekonwalescencja pooperacyjna
- Ratownictwo
- Wykonywanie badań
- Transport pacjenta

Właściwości maski AirLife™ Open:

Innowacyjna konstrukcja maski przekłada się nie tylko na korzyści dla pacjenta ale również personelu medycznego, który może lepiej komunikować się z chorym, bezkolizyjnie przeprowadzać badania wymagające dostępu do jamy ustnej i zapewniać wydajną tlenoterapię bierną dostarczając 24-90% tlenu przy przepływie tlenu od 1 l/min do 15 l/min

Rozmiar maski	Wzrost pacjenta
Small	1.14 m do 1.65 m
Medium	1.50 m do 2.06 m
Large	1.96 m do 2.21 m