



Medline Industries Ltd
3rd Floor, Quayside Wilderspool
Business Park
Greenalls Avenue
Warrington WA4 6HL
United Kingdom

Tel.: +44 844 334 5237
Fax: +44 844 334 5238
www.medline.eu/uk



Karta techniczna

Aquapak® Nawilżacz z adapterem

Numer referencyjny

Aquapak® Sterylna woda z adapterem do nawilżania						
Numer referencyjny	Pojemność	Konfiguracja	Zastawka ciśnieniowa	Łącznik adaptera	Zawiera	Sztuki/karton
H00340CE	340 mL	Sterylna woda	Tak	Międzynarodowy	H00040CE	20
H00640CE	650 mL	Sterylna woda	Tak	Międzynarodowy	H00040CE	10
H00340FCE	340 mL	Sterylna woda	Tak	Francuski	H00040FCE	20
H00640FCE	650 mL	Sterylna woda	Tak	Francuski	H00040FCE	10

Opis

AQUAPAK® Wstępnie napełnione nawilżacze tlenowe to jednorazowego użytku wyroby medyczne stosowane w celu dostarczenia sterylnej wody do terapii inhalacyjnej zawierającej dwa elementy: pojemnik nawilżacza wypełniony sterylną wodą i adapter. Adapter do bezpośredniego połączenia z przepływomierzem tlenowym działa w zakresie przepływów od 0.5 do 10 litrów na minutę (LPM). Adaptery posiadają alarm dźwiękowy (zastawka ciśnieniowa), który alarmuje użytkowników o ograniczeniu przepływu lub okluzji.

Właściwości sterylnej wody Aquapak: 1 x destylowana, dejonizowana, dechlorowana, dwukrotnie filtrowana przez filtry Millipore, niepirogenna, standard USP.

Metoda sterylizacji wody: obróbka aseptyczna (A)

Adaptery Aquapak: dostępne w dwóch wersjach pozwalają na bezpośrednie połączenie z przepływomierzem:

- Gwint 9/16 cala x 18 (Międzynarodowy)
- Gwint 12 mm x 1.25 (Francuski)

Metoda sterylizacji adaptera: radiacyjna (R)

Główne materiały

Pojemnik rezerwuarowy: polipropylen
Igła punkcyjna: polistyren
Adapter: Polipropylen
Sleeve: Silikon

Pakowanie

Please refer to the table

Opakowanie

Saszetka adaptera: Tyvek lub folia
Opakowanie zewnętrzne pojemnika rezerwuarowego: torebka z polietylenu (PE)

Legal Manufacturer

Medline Industries LP, Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, USA – EN ISO 13485

Regulacje

W zgodzie z Rozporządzeniem o wyrobach medycznych (EU) 2017/745, Annex XI Part A
MD klasyfikacja: IIa sterylna


- Prosimy zapoznać się z etykietą i instrukcją użycia przed użyciem produktu.



2797



0086



Latex Free

© 2023 Medline Industries LP, or one of its subsidiaries. All rights reserved.
TDS_Aquapak Humidifiers with Adaptors_EN02