


# PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA KRWI I JEJ PREPARATÓW

## TRANSFUSION SET TS

### Model 150 cm

Przyrząd przeznaczony do przetaczania krwi i preparatów krwi metodą grawitacyjną.



Transfusion set TS jest wyrobem medycznym jednorazowego użytku. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP), nie zawiera lateksu.

Data ważności 3 lata od daty produkcji.

Produkowany w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 13485:2016-04, PN-EN ISO 9001:2015 oraz dyrektywy medycznej 93/42/EWG.

Zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W skład wyrobu wchodzi następujące elementy:

- (1) osłona igły biorecznej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie,
- (2) igła bioreczna dwukanałowa uniemożliwiająca wypływ płynu z miejsca połączenia, łatwe wprowadzenie nawet do małych pojemników miękkich,
- (3) osłona łącznika Luer lock,
- (4) łącznik Luer lock,
- (5) dren medyczny o długości 150 cm bez zawartości ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP),
- (6) hydrofobowy filtr powietrza,
- (7) komora kroplowa z kroplomierzem (20 kropli = 1 ml  $\pm$  0,1 ml), wykonana z elastycznego tworzywa daje komfort podłączenia przyrządu; wolna od PVC,
- (8) filtr krwi o wielkości oczek 200  $\mu$ m,
- (9) zatyczka odpowietrznika typu on/off w kolorze czerwonym,
- (10, 11) rolka regulatora przepływu wraz z regulatorem przepływu, które dają możliwość precyzyjnego dozowania lub zatrzymania podawania płynu oraz bezpieczne zakończenie podaży,
- (12) miejsce na igłę bioreczną po użyciu,
- (13) uchwyt na dren.

Przyrządy do przetaczania krwi i jej preparatów:

- są pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack z nadrukiem w kolorze czerwonym,
- są pakowane po 180szt. w opakowanie zbiorcze, karton z tektury falistej.

Numer katalogowy – REF – 002 301



MARGOMED sp. z o.o.

ul. E. Plewińskiego 16, 20-270 Lublin Poland tel. +4881 743 96 33

www.margomed.com e-mail: biuro@margomed.com

REV. 04