

PRACOWNIA RADIOLOGICZNA

03

03

03

03

ROLETA ZACIEMIWIĄCA

K.S.

20

25

42,5

220

360,5

12

12

220

269

12

49

49

220

204

12

49

49

220

318

12

2.13

2.12 GABINET
USG
16,7 m² tarket

2.09a POM
STEROWNI
5,0 m² tarket

2.09 GABINET
RTG
25,6 m² tarket

2.09b PRZEBIER.
2,3 m² tarket

2.10 CIEMNIA
5,0 m² terakota

2.10a PRZEDS.
4,5 m² tarket

Uwaga : ZABEZPIECZENIE ŚCIAN I SUFITÓW
PRZED PROMIENIOWANIEM RTG
w/ig obliczeń i rozwiązań ochrony radiologicznej
po dokonaniu ostatecznego wyboru urządzenia

K.S.

GLAZURA h=1,35m

463,5

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

K.S.

GLAZURA h=1,35m

463,5

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

K.S.

GLAZURA h=1,35m

463,5

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

K.S.

GLAZURA h=1,35m

463,5

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

K.S.

GLAZURA h=1,35m

463,5

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

PUNKT
2 NR DZIENNIADZIWI

2 4E1 NOSTYFATKIA

177,5

30

369,5

12

45

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

K.S.

GLAZURA h=1,35m

463,5

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

100

20

DR2

238

12

145,5

166

233,5

153,5

35

81,5

DR2